

## ARALDITE



Colle époxy bi-composants à prise progressive recommandée pour les collages difficiles exigeant un ajustage précis et soigné des éléments à assembler (porcelaine, faïence, pierre, marbre, céramique, bois, cuir, métaux et la plupart des plastiques (sauf PE PP et PTFE)

collage extrêmement puissant et durable

haute résistance à l'arrachement, aux chocs et vibrations, à l'humidité, aux huiles, aux produits chimiques, aux températures : -30°C à +65°C assemblages ajustables pendant 80 min et manipulables après 8 heures

prise définitive : 14 h

version seringue contenant 2 canules auto-mélangeuses + 1 spatule.

## Caractéristiques

## Références

Référence	conditionnement	contenance (ml)
6209003N	seringue	24
6209000N	tube	2 x 15